

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit

AutonoMouse 2

Software-Dokumentation, Version 1.0

Letzte Aktualisierung: 19.7.2019
Von Bram, Michael

Kontakt:
michael.bram@ipa.fraunhofer.de

Inhaltsverzeichnis

Schedule Generator	2
scheduleMain.....	2
MainApp.....	2
PulseInterface	2
PulseGeneration	3
ScheduleWidget.....	3
BeastScheduleWidget.....	4
Gen	5
AutonoMouse 2 Controller.....	6
main.....	6
MainApp.....	6
ExperimentControl	7
ExperimentController	8
ExperimentWorker	8
Experiment.....	10
Experiment.....	10
Mouse.....	10
Schedule	11
AppWindows.....	12

Software-Dokumentation

Die Software von dem AutoNoMouse 2 wird in Python geschrieben und benutzt das API PyQt5, das Package numpy und scipy. Die AutoNoMouse2Control führt die eigentliche Jobs bzw. Trials durch. Der Schedule-Generator generiert die Schedules, die in dem Control durchgeführt werden. Die Zuordnung der Schedules zu den Mäusen erfolgt in dem Animal Window.

Schedule Generator

Das Main-Skript ist in scheduleMain.py in dem Ordner „schedule-generator(Beast)“.

Name	scheduleMain
Type	<i>Module</i>
Beschreibung	Das Hauptmodul des Schedule-Generators
Inhalt	MainApp
File	~\schedule-generator(Beast)\scheduleMain.py

Name	MainApp
Type	<i>Class</i>
Beschreibung	Die App des Schedule-Generators. Erbt <i>Qt.QMainWindow</i> und <i>mainDesign.Ui_MainWindow</i>
Methods	generate() → Ruf die Method „generate_schedule“ von dem ausgewählten Class in dem Modul Schedule-Widgets wieder select_schedule_type() → Zuordnung des ausgewählten Class im Modul Schedule-Widgets mit dem Variable „current_schedule_type“ draw_pulse() → Zeichnet das Pulssignal für das Odour mit save_schedule() → Speichert das Schedule, wenn ein Schedule generiert wurde
File	~\schedule-generator(Beast)\schedule-main.py

Name	PulseInterface
------	-----------------------

Type	<i>Modul</i>
Beschreibung	Das Modul zum Interface des Zeichnens der Pulssignale
Methods	<p>make_pulse(sampling_rate, global_onset, global_offset, params_list)</p> <p>➔ Das Interface zur Entscheidung welcher Pulse mit welchem Parameter generiert wird.</p> <p>Argument: sampling_rate = integer Wert; global_onset, global_offset = float (in Sekunde, einfaches Zero-Padding); params_list = eine Liste von Dictionary von Parameters; entspricht params in BeastScheduleWidget)</p> <p>Return: pulse_matrix = 2d-numpy Array, enthält der generierte Pulse für jedes Odour in einem Trial; t = 1d-numpy Array, enthält die Zeitachse von pulse_matrix</p>
File	~\schedule-generator(Beast)\ SchedulePyPulse\PulseInterface.py

Name	PulseGeneration
Type	<i>Modul</i>
Beschreibung	Das Modul zum Zeichnen das Pulssignal
Methods	<p>simple_pulse(sampling_rate, params)</p> <p>➔ Das Method zur Erzeugund des Pulssignals</p> <p>Argument: sampling_rate = integer Wert; params = eine Dictionary von Parameters; entspricht ein Element in params in BeastScheduleWidget)</p> <p>Return: pulse = 1d-numpy Array, enthält der generierte Puls mit dem Parameter. t = 1d-numpy Array, enthält die Zeitachse von pulse</p> <p>In der Anwendung in AutonoMouse 2 sind alle andere Pulse noch nicht implementiert.</p>
File	~\schedule-generator(Beast)\ SchedulePyPulse\PulseGeneration.py

Name	ScheduleWidget
Type	<i>Modul</i>
Beschreibung	Beinhaltet alle Klasse der Schedule-Typen
Inhalt	<p>BeastScheduleWidget</p> <p>In der Anwendung in AutonoMouse 2 sind folgende Widget noch nicht implementiert:</p> <p>PretrainWidget</p> <p>ConcGNGWidget</p>

	SimpleGNGWidget SimpleCorrWidget CorrWidget ContCorrWidget CorrOnsetDisruptWidget CorrDifficultySwitchWidget CorrRandomisedFrequencyWidget CorrRandomisedFrequency2Widget ShatterValveWidget CorrDifficultySwitchCameraWidget
File	~\schedule-generator(Beast)\ScheduleModels\ScheduleWidgets.py

Name	BeastScheduleWidget¹
Type	<i>Class</i>
Beschreibung	<p>Das Widget für die Generierung des Schedules für AutoNoMouse 2 Control.</p> <p>Erbt <i>Qt.QWidgets</i> und <i>beastScheduleDesign.Ui_Form</i></p>
Methods	<p>flatten_value(value) → Tauschen value mit 0, wenn value < 0 ist. Argument: value = integer Wert Return: 0, wenn value < 0. value, wenn value > 0</p> <p>change_reward_map() → Aktualisieren die angezeigte Reward-Map Tabelle in dem Widget</p> <p>generate_schedule(valence_map) → Generiert ein randomisierte Schedule. Die Randomisierung wird durch das Modul „Gen“ Argument: valence_map = valence_map von dem parent-Fenster Return: schedule = eine Liste von „trial“ „trial“ = [rewarded, valve, valence map, lick fraction]</p> <p>pulse_parameters(trial) → Speichern des Parameters in einem Dictionary Argument: trial = [rewarded, valve, valence map, lick fraction] Return: params = Liste von Dictionary von Parametern. Die Liste entspricht die Liste von Odours in einem Trial</p>
File	~\schedule-generator(Beast)\ ScheduleModels\ScheduleWidgets.py

¹ Der Name wird in der nächsten Aktualisierung geändert.

Name	Gen
Type	<i>Modul</i>
Beschreibung	Das Modul zur Randomisierung der Sequenz der Trials in einem Schedule.
Methods	reward_sequence(n_trials) → Generieren der randomisierten Sequenz. Die ersten 6 sind festgesetzt. Es wird vorgesehen, dass nicht mehr als drei gleiche Werte nacheinander sind. Argument: n_trials = integer Wert. Die Anzahl des Trials in einem Schedule Return: sequence = ein Array mit der Länge von n_trials generate_correlation_structure(n, rho) → In AutoNoMouse 2 <u>nicht</u> implementiert.
File	~\schedule-generator(Beast)\ Generation\Gen.py

Autonmouse 2 Controller

Das Main-Skript ist in Main.py in dem Ordner „Autonmouse 2 Controller“. Die Sequenz für den Controller wird in einem Thread durchgeführt. Das Thread wird als Job von einem Worker-Klasse durchgeführt und die Worker-Klasse wird von von einem Controller-Klasse verwaltet. Die Klassen befinden sich in dem Modul „*ExperimentControl*“.




Abbildung 1: Überblick

Name	main
Type	<i>Module</i>
Beschreibung	Das Hauptmodul des Controls
Inhalt	MainApp
File	~\Autonmouse 2 Controller\main.py

Name	MainApp
Type	<i>Class</i>
Beschreibung	Die App des Controls. Erbt <i>Qt.QMainWindow</i> und <i>mainDesign.Ui_MainWindow</i>
Methods	setup_experiment_bindings(experiment) ➔ Bindet die Klasse „Experiment“ im MainApp ein. Wird beim Speichern und Laden aufgerufen.

	<p>Argument: experiment = Klasse aus dem Modul „Experiment“</p> <p>load_config_data()</p> <p>→ Ladet die Hardware-Einstellung ein</p> <p>save_experiment()</p> <p>→ Speichern des gebundenen Experiments mit Pickle. Bevor das Thread gestartet wird, muss eine Experiment-Datei gespeichert werden.</p> <p>load_experiment()</p> <p>→ Laden des gebundenen Experiments</p> <p>Folgende Methods sind für die Qt-Signalen wichtig:</p> <p>thread_control()</p> <p>windows_control()</p> <p>experiment_saved()</p> <p>status_changed()</p> <p>open_animal_window()</p> <p>open_hardware_window()</p> <p>open_control_window()</p> <p>open_mail_window()</p> <p>open_analysis_window()</p> <p>update_trial_view()</p> <p>update_data_view()</p> <p>update_graphics_view()</p> <p>on_trial_selected()</p> <p>update_experiment_info()</p>
File	~\Autonomous 2 Controller\main.py

Name	ExperimentControl
Type	<i>Module</i>
Beschreibung	Das Modul mit Worker-Controller Klassen
Inhalt	ExperimentWorker, ExperimentController
File	~\Autonomous 2 Controller\Controllers\ExperimentControl.py

Name	ExperimentController
Type	<i>Class</i>
Beschreibung	Verwaltet das Thread. Start- und Stop-Button werden hier implementiert. Erbt <i>MainApp</i>
Methods	update_pref(new_pref) → Aktualisiert Änderungen vom Hardware-Window, dass die Änderungen sofort im Thread angenommen werden. Argument: new_pref ist ein Qt-Signal, das von dem Hardware-Window bei Änderungen der Hardwareeinstellungen ausgegeben wird. start() → Startet das Thread und speichert die Startzeit stop() → Terminiert das Thread
File	~\Autonomous 2 Controller\Controllern\ExperimentControl.py

Name	ExperimentWorker
Type	<i>Class</i>
Beschreibung	Beinhaltet den Job, der im Thread durchgeführt wird (siehe die Methode trial()). Erbt <i>ExperimentController</i>
Methods	trial() → Der Job, der im Thread durchgeführt wird. Die Signale <i>trial_end</i> und <i>finished</i> werden am Ende eines Trials ausgegeben bzw. wenn das Stop-Button gedrückt wird. check_status() → Überprüft die Zeit, ob ein <i>Deadman</i> E-Mail gesendet werden soll. check_licks() → Überprüft die Anzahl des Licks einer Maus in einem gegebenen Zeitfenster. Wenn die Anzahl zu niedrig ist, eine Warnung-E-

	<p>Mail wird gesendet. Die Daten zur Überprüfung sind die gespeicherte Lick-Liste im Mouse-Objekt.</p> <p>animal_present()</p> <p>→ Überprüft, ob die Lichtschranke gebrochen ist.</p> <p>get_present_animal()</p> <p>→ Liest der Id-Tag der Maus, die die Lichtschranke gebrochen ist.</p> <p>reward_animal(animal)</p> <p>→ Gibt das Wasser. Das Ventil der Wasserabgabe wird so lange geöffnet, wie das Reward eingestellt ist. Näheres zum Reward-Einstellung, siehe Animal-Window-Klasse.</p> <p>Argument: eine Klasse von dem Experiment-Modul. Näheres zu der animal-Klasse, siehe Experiment-Modul</p> <p>timeout()</p> <p>→ Softwaretiming für das Timeout. Der Rechner schläft für gegebener Zeit.</p> <p>save_data(argument)</p> <p>→ Wandelt die zu speichernde Daten in geeignete Format und speichert die Daten in csv-Datei.</p> <p>Argument: Daten, die gespeichert werden. Diese sind</p> <ul style="list-style-type: none">- animal_id: der Id der Maus- timestamp: die Zeit, wann ein Trial beendet wird- rewarded: Boolean Variabel, ob das Trial belohnt werden soll- wait_response: die Anzahl des Licks vor dem Abgabe des Odours- response: Boolean Variabel, ob die Maus in diesem Trial geleckt wird.- correct: Boolean Variabel, ob die Maus des Trial richtig durchgeführt hat.- timeout: Boolean Variabel, ob ein Timeout gegeben wurde- pulses: Das digitale Pulssignal von dem Lecken. Ist obsolet und nicht in csv-Datei gespeichert- time_axis: Die Zeitachse des Pulssignals. Ist obsolet und nicht in csv-Datei gespeichert.- file_timestamp: die Startzeit. Wird für die Namengebung der csv-Datei weitergegeben.- lick_time: Die Zeiten, wann eine Maus nach der Abgabe des Odours geleckt hat.- licks: Die Anzahl des Licks nach der Abgabe des Odours- wait_time: Die Zeiten, wann eine Maus vor der Abgabe des Odours geleckt hat.
--	---

File	~\Autonmouse 2 Controller\Controllers\ExperimentControl.py
------	--

Name	Experiment
Type	<i>Module</i>
Beschreibung	Das Modul mit den Daten-Klassen der Experiment
Inhalt	Experiment, Mouse, Schedule, Trial
File	~\Autonmouse 2 Controller\Controllers\ExperimentControl.py

Name	Experiment
Type	<i>Class</i>
Beschreibung	Beinhalte die Liste von dem Mouse-Objekt und die Liste von allem durchgeführten Trials.
Methods	<p>add_mouse(id,water)</p> <p>➔ addiert ein Mouse-Objekt mit dem Parameter <i>id</i> und <i>water</i> in der Liste</p> <p>Argument: <i>id</i> = Maus-RFID, <i>water</i> = die Zeitfenster, wie lange der Ventil für die Belohnungsabgabe geöffnet werden soll.</p> <p>add_trial()</p> <p>➔ Append der Trial-Daten in einer Liste. Diese Liste wird in einer Tabelle im Main Window dargestellt.</p> <p>save()</p> <p>➔ Pickle der Experiment-Daten</p>
File	~\Autonmouse 2 Controller\Modells\Experiment.py

Name	Mouse
Type	<i>Class</i>
Beschreibung	Beinhalte die Liste von dem Schedule-Objekt, die die Maus durchführen soll und die Liste Lick-Daten einer Maus.
Methods	update_licks(timestamp, rewarded, licks_before, licks_after, total_licks)

	<p>➔ Addiert die Licks-Daten in der Liste und speichert diese.</p> <p>Argument: Licksdaten. Diese Daten werden bei dem Method <i>check_ticks</i> in dem <i>ExperimentWorker</i>-Klasse wiederverwendet.</p> <p>add_schedule()</p> <p>➔ Addiert ein Schedule-Objekt in der Schedule-Liste. Das Schedule-Objekt wird mit dem Parameter aus den gespeicherten Schedules konstruiert. Diese gespeicherten Schedules wurden von dem Schedule-Generator generiert.</p> <p>current_trial()</p> <p>➔ Gibt die aktuelle Trial-Parameter zurück</p> <p>current_trial_pulse()</p> <p>➔ Gibt die aktuelle Odoursignal-Parameter von einem Trial zurück.</p> <p>current_trial_idx()</p> <p>➔ Gibt der Index des aktuellen Trials zurück.</p> <p>advance_trial()</p> <p>➔ Ändert der Index zu dem Index des nächsten Trials.</p>
File	~\Autonomous 2 Controller\Modells\Experiment.py

Name	Schedule
Type	<i>Class</i>
Beschreibung	Beinhalte die Liste von dem Trial-Objekt, die die Maus durchgeführt hat und die Liste der Trial-Parameter aus der gespeicherten Schedule.
Methods	<p>add_trial_data(timestamp, wait_response, correct, timeout, rewarded)</p> <p>➔ Addiert die Trial-Daten in der Liste der Trial-Objekt</p> <p>Argument: Trial-Daten. Diese Daten werden bei der Analyse und <i>deadman</i> E-Mail wiederverwendet.</p> <p>n_trials()</p> <p>➔ Gibt die Anzahl des Schedule-Trials zurück</p> <p>trial_left()</p> <p>➔ Gibt die Anzahl der durchzuführende Trials in der gespeicherten Schedule zurück</p>
File	~\Autonomous 2 Controller\Modells\Experiment.py

Name	AppWindows
Type	<i>Module</i>
Beschreibung	Das Modul mit den Sub-Window-Klassen
Inhalt	ControlWindow : Der Window zur Fernüberwachung mit Kamera, MailWindow : Der Window zur Aktualisierung der Mailing-Liste, Animal Window : Der Window zur Aktualisierung der Animal-Liste in dem Experiment-Klasse, HardwareWindow : Der Window zur Aktualisierung der Hardware-Preferences, AnalysisWindow : Der Window zum Anzeigen der Performance der Mäuse
File	~\Autonomous 2 Controller\Windows\AppWindows.py